

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Egf 폴리클론항체 - P01133

품목 번호: CM0014584



소개

인간 EGF(Pro-epidermal growth factor)에 대한 토끼 폴리클론항체로 WB, IF-P, ELISA에 적용 가능합니다. 마우스 및 래트 EGF와 교차 반응합니다. 성장 인자 및 조직 재생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGF 토끼 pAb
비고/별칭	URG; HOMG4; EGF
종	인간
유전자 ID (인간)	1950
유전자 ID	1950
면역원	인간 EGF (NP_001954.2)의 아미노산 851-950 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01133
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백