

Wb용 항-Egfl7 토끼 다클론 항체 - Q9Uhf1

품목 번호: CM0029648

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 항-EGFL7 토끼 다클론 항체로, 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 혈관신생 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다. 표적 단백질 분자량은 약 30 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGFL7 토끼 pAb
비고/별칭	NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7
종	인간
유전자ID (인간)	51162
유전자ID	51162
면역원	재조합 단백질 인간 EGFL7 (NP_958854.1)의 아미노산 24-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UHF1
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백