

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Egfr (L858R) 토끼 단클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0010750



소개

인간 EGFR의 L858R 돌연변이에 특이적인 EGFR (L858R) 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 조직 IHC 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 종양원성 신호 전달 및 타이로신 키나아제 저해제 내성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGFR (L858R) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
종	인간
유전자 ID (인간)	1956
유전자 ID	1956
면역원	합성 펩타이드 인간 EGFR (L858R) (P00533)의 아미노산 800-900 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송 방식	아이스백