


Wb, If-P, Elisa용 항-Egfr 단일클론항체 - P00533

품목 번호: CM0004516



소개

Western blot, IF-파라핀 및 ELISA를 위한 KD 검증된 항-EGFR 토끼 단일클론항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐 EGFR에 특이적입니다. 재조합 면역원 기반으로 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] EGFR 토끼 mAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR(NP_005219.2)의 335-525 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P00533
단백질 무게	134kDa
배송	아이스팩