


Anti-Egfr (Phospho-Y1173) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P00533

품목 번호: CM0001608



소개

티로신 1173에서 인산화된 인간 EGFR을 인식하는 포스포-특이적 토끼 단클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 종양학 및 신호 전달 연구에서 EGFR 신호 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit mAb
비고/별칭	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
종 특이성	인간
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
면역원	인간 EGFR의 인산화된 Y1173을 포함하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스백