


Fc용 항-Egfr 토끼 단일클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0011069



소개

토끼 항-인간 EGFR mAb는 유세포 분석을 통해 인간 EGFR(P00533)을 검출합니다. 이 토끼 단일클론 항체는 세포 신호 전달 및 암 연구에서 중요한 134 kDa 수용체 티로신 키나제인 EGFR의 세포외 도메인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 EGFR mAb
비고/별칭	ERBB; ERBB2; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
종	인간
GeneID (인간)	1956
GeneID	1956
면역원	재조합 단백질 인간 EGFR(NP_005219.2)의 아미노산 335~525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
배송	아이스팩