

Wb, Elisa용 항Egfr 토끼 단클론 항체 - P00533

품목 번호: CM0004535



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 KD 검증된 항EGFR 토끼 단클론 항체. 인간 EGFR(134 kDa)에 특이적이며, 암 신호 전달 및 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] EGFR 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ERBB; ERPP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
종	인간
유전자ID (인간)	1956
유전자ID	1956
면역원	합성 펩티드 인간 EGFR 아미노산 363-463번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다. (NP_005219.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00533
단백질 분자량	134kDa
배송	아이스팩