


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 [Kd 검증] Anti-Egfr Rabbit Polyclonal Antibody - P00533

품목 번호: CM0016229



### 소개

인간 EGFR(UniProt P00533)을 표적하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 암, 세포 이동 및 바이러스 침입 연구에서 EGFR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증] EGFR Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭       | ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR                         |
| 종           | 인간                                                                       |
| GeneID (인간) | 1956                                                                     |
| GeneID      | 1956                                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 EGFR (NP_005219.2)의 아미노산 1021-1210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                       |
| 범주          | 폴리클론항체                                                                   |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간                                                                       |
| SWISS       | P00533                                                                   |
| 단백질 분자량     | 134kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스백                                                                     |