

Wb, Elisa용 항인간 EglN1/EglN2 토끼 다클론 항체 - Q9Gzt9/Q96Ks0

품목 번호: CM0013641



소개

HIF 히드록실화를 매개하는 산소 센서인 인간 EGLN1/EGLN2(PHD2/PHD1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 합성 펩타이드 면역원을 사용하고 저온으로 배송됩니다. 저산소증 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGLN1/EGLN2 토끼 pAb
비고/별칭	EGLN1/EGLN2
종	인간
유전자ID (인간)	54583/112398
유전자ID	54583/112398
면역원	인간 EGLN1/EGLN2 (NP_071334.1/NP_444274.1)의 아미노산 250-350에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
단백질 분자량	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
배송 방식	아이스 팩