


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Egr1 토끼 단클론 항체 - P18146

품목 번호: CM0006859



소개

인간 EGR1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절, 세포 증식 및 스트레스 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGR1 토끼 mAb
비고/별칭	TIS8; AT225; GOS30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
종	인간
GeneID (인간)	1958
GeneID	1958
면역원	인간 EGR1 (NP_001955.1)의 아미노산 90-250aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18146
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백