


Wb 및 Elisa용 항-Egr1 토끼 다클론 항체 - P18146

품목 번호: CM0030291



소개

인간 EGR1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, 종양 억제 및 허혈 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGR1 토끼 pAb
비고/별칭	TIS8; AT225; GOS30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
종	인간
GeneID (인간)	1958
GeneID	1958
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P18146
단백질 분자량	58 kDa
배송	아이스팩