


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Egr1 토끼 다클로널 항체 - P18146

품목 번호: CM0028285



소개

ELISA, WB, IF/ICC용 Anti-EGR1 토끼 다클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 EGR1 단백질(58kDa)을 검출합니다. 전사 조절, 세포 성장 및 스트레스 반응 연구를 위한 연구 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
종(Species)	Human
GeneID	1958
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 EGR1 (NP_001955.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P18146
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백