

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Egr2 단일클론 항체 - P11161

품목 번호: CM0005279

소개

사람, 쥐, 랫드와 교차 반응성을 확인한 WB, IP, ELISA용으로 검증된 EGR2 토끼 단일클론 항체입니다. 전사 및 신경생물학 연구에 적합합니다. - P11161

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGR2 Rabbit mAb
비고/별칭	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1959
유전자 ID	1959
항원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 EGR2 (NP_000390.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P11161
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)