

Wb 및 Elisa용 Anti-Egr3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q06889

품목 번호: CM0029895

소개

인간 EGR3에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. EGR3는 근방추 발달에 관여하는 아연 지단 전사 인자입니다. 신경근육 질환 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EGR3 Rabbit pAb
비고/별칭	EGR-3; PILOT; EGR3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1960
GeneID	1960
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 EGR3 (NP_004421.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q06889
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)