

Wb, Elisa용 항Egr4 토끼 다클론 항체 - Q05215

품목 번호: CM0029487

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 인간 EGR4(조기 성장 반응 단백질 4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EGR4 토끼 pAb
비고/별칭	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
종	인간
유전자ID (인간)	1961
유전자ID	1961
면역원	인간 EGR4 (NP_001956.3)의 아미노산 440-589에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q05215
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스 팩