

항-Egr4 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q05215

품목 번호: CM0018933

소개

Egr4(NGFIC, pAT133로도 알려짐)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 마우스 시료를 사용한 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었습니다. Egr4 매개 유사분열 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Egr4 토끼 pAb
비고/별칭	NGFIC; NGF1-C; NGF1-C; pAT133; Egr4
종	마우스
유전자 ID (인간)	1961
유전자 ID	13656
면역원	마우스 Egr4(NP_065621.1)의 아미노산 1-367번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q05215
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백