


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ehd1 단일클론 항체 - Q9H4M9

품목 번호: CM0008639



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-EHD1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 EHD1(61kDa)과 반응합니다. 막 수송, 섬모 생합성 및 세포내이입 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHD1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
종	인간
GeneID (인간)	10938
GeneID	10938
면역원	합성 펩타이드 인간 EHD1(Q9H4M9)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H4M9
단백질 분자량	61kDa
운송	아이스팩