

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Ehd2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nzn4

품목 번호: CM0015419

소개

EH 도메인을 포함하는 단백질인 인간 EHD2(PAST2)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 막 수송 및 소포(caveolae) 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHD2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAST2; EHD2
종	인간
유전자 ID (인간)	30846
유전자 ID	30846
면역원	제조항 단백질 인간 EHD2 (NP_055416.2)의 아미노산 244-543에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZN4
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백