

Wb, Elisa용 Anti-Ehf 토끼 단일클론 항체 - Q9Nzc4

품목 번호: CM0005406

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 토끼 단일클론 anti-EHF 항체입니다. 상피세포 분화 및 종양 억제에 중요한 핵 전사 인자인 인간 ETS 동종 인자(Human ETS homologous factor)를 인식합니다. 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHF Rabbit mAb
비고/별칭	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
종(Species)	Human
GeneID (human)	26298
GeneID	26298
면역원(Immunogen)	인간 EHF (NP_036285.2)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q9NZC4
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)