

Wb 및 Elisa용 항-Ehf 토끼 다클론 항체 - Q9Nzc4

품목 번호: CM0016615

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 인간 ETS 상동 인자(EHF)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 상피 분화, 전사 조절 및 종양 억제 기전 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHF 토끼 pAb
비고/별칭	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
종	인간
유전자 ID (인간)	26298
면역원	인간 EHF(NP_036285.2)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NZC4
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백