

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ehhadh 단일클론 항체 - Q08426

품목 번호: CM0010062

소개

인간 EHHADH(퍼옥시솜 이기능성 효소)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 지방산 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EHHADH Rabbit mAb
비고/별칭	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
종	인간
GeneID (인간)	1962
GeneID	1962
면역원	인간 EHHADH (NP_001957.2)의 아미노산 110-284에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08426
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스팩