

Wb 및 Elisa용 항-Ehhadh 토끼 다클론 항체 - Q08426

품목 번호: CM0030848

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 EHHADH(과산화효소
이기능성 효소)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다.
퍼옥시솜 지방산 베타 산화의 핵심 효소인 인간, 마우스
및 래트 EHHADH(약 79 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EHHADH 토끼 pAb
비고/별칭	LBP, ECHD, LBFP, MFEI, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
종	인간
유전자ID (인간)	1962
유전자ID	1962
면역원	인간 EHHADH (NP_001957.2)의 아미노산 444-723에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q08426
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스 팩