

Wb 및 Elisa용 항-Ehmt1 다클론 항체 - Q9H9B1

품목 번호: CM0028280



소개

EHMT1(GLP)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 EHMT1(~141 kDa)을 검출합니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EHMT1 토끼 pAb
비고/별칭	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
종	인간
유전자 ID (인간)	79813
유전자 ID	79813
면역원	인간 EHMT1(NP_079033.4)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H9B1
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 팩