


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ehmt2 토끼 단클론 항체 - Q96Kq7

품목 번호: CM0003914



소개

EHMT2(G9a) 히스톤 메틸트랜스퍼라제를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 래트 EHMT2를 검출합니다. 후생유전학적 전사 억제 연구에 적합합니다. - Q96KQ7

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EHMT2 토끼 mAb
비고/별칭	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
종	인간
GeneID (인간)	10919
GeneID	10919
면역원	인간 EHMT2(Q96KQ7)의 아미노산 2-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q96KQ7
단백질 분자량	132 kDa
배송	아이스백