

Anti-Ei24 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O14681

품목 번호: CM0022056

소개

인간 EI24 (EPG4/PIG8)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. p53 매개 세포사멸 및 자가포식 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EI24 Rabbit pAb
비고/별칭	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
종	인간
유전자 ID (인간)	9538
면역원	인간 EI24 (NP_004870.3)의 아미노산 240-340 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14681
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백