


Wb, Elisa용 Anti-Eif1A 단클론 항체 - P47813

품목 번호: CM0003009



소개

WB 및 ELISA 용도로 인간 eIF1A (EIF1AX)를 타겟팅하는 토끼 단클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 43S 복합체 스캐닝에 관여하는 주요 번역 개시 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF1A Rabbit mAb
비고/별칭	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1964
GeneID	1964
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 eIF1A (P47813)의 아미노산 65-144 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P47813
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)