


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif1Ax 다클론 항체 - P47813

품목 번호: CM0027169



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 토끼 다클론 EIF1AX 항체(P47813)입니다. 번역 개시에 필수적인 43S 사전 개시 복합체 구성 요소인 인간, 마우스, 쥐의 eIF1AX를 검출합니다. 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	EIF1AX 토끼 pAb
비고/별칭	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
종	인간
GeneID (인간)	1964
GeneID	1964
면역원	인간 EIF1AX(NP_001403.1)의 아미노산 10-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P47813
단백질 중량	16kDa
배송	아이스팩