

Anti-Eif1Ay 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O14602

품목 번호: CM0025448

소개

사람 EIF1AY (eIF-4C)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가지며 번역 개시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF1AY Rabbit pAb
비고/별칭	eIF-4C; EIF1AY
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9086
GeneID	9086
면역원(Immunogen)	사람 EIF1AY (NP_004672.2)의 아미노산 1-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O14602
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)