


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eif2A Rabbit Monoclonal Antibody - P05198

품목 번호: CM0007401



소개

인간, 마우스, 랫트 샘플에서 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 적용 분야에 대해 검증된 고품질 Anti-eIF2α Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 스트레스 반응 및 단백질 합성에서의 진핵생물 번역 개시 인자 2 서브유닛 1 기능을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF2α Rabbit mAb
비고/별칭	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2α
종	인간
GeneID (인간)	1965
GeneID	1965
면역원	인간 eIF2α (NP_004085.1)의 아미노산 1-315에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P05198
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백