


Anti-Eif2A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By44

품목 번호: CM0010606



소개

진핵생물 번역 개시 인자 2A(eIF2A)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트를 인식합니다. 번역 연구에 적합합니다. 분자량 65 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	eIF2A Rabbit mAb
비고/별칭	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
종(Species)	사람(Human)
GeneID	83939
면역원(Immunogen)	사람 eIF2A (Q9BY44)의 아미노산 450-550 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9BY44
단백질 분자량(Protein Weight)	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)