


Wb, Elisa용 Anti-Eif2A 토끼 다클로날 항체 - Q9By44

품목 번호: CM0020240



소개

CamelBio의 토끼 다클로날 anti-eIF2A 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 단백질 합성 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF2A Rabbit pAb
비고/별칭	CDA02; EIF-2A; MST089; MSTP004; MSTP089; eIF2A
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	83939
GeneID	83939
면역원(Immunogen)	사람 eIF2A (NP_114414.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BY44
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)