


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Eif2A 토끼 다클론 항체 - P05198

품목 번호: CM0015227



소개

인간 eIF2α(진핵생물 번역 개시 인자 2 알파 소단위체)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 번역 개시, 통합 스트레스 반응 및 미토파지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF2α 토끼 pAb
비고/별칭	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2α
종	인간
GeneID (인간)	1965
GeneID	1965
면역원	재조합 단백질; 인간 eIF2α의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004085.1).
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05198
단백질 분자량	36 kDa
배송	아이스팩