

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Eif2Ak1 다클론 항체 - Q9Bqi3

품목 번호: CM0016582

소개

인간 EIF2AK1(HRI)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 랫트와 교차 반응합니다. 통합 스트레스 반응, 핵 결핍 및 미토파지 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2AK1 토끼 pAb
비고/별칭	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
종	인간
유전자 ID	27102
면역원	인간 EIF2AK1(NP_055228.2)의 아미노산 337-586에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9BQI3
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백