

Anti-Eif2Ak1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Bqi3

품목 번호: CM0007031

소개

사람 EIF2AK1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 스트레스 반응, 헤모글로빈 합성 및 미토콘드리아 기능 이상에 관여하는 헴 조절 인히비터 키나제를 타겟으로 합니다. 연구 및 IVD 검사법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증됨] EIF2AK1 Rabbit mAb
비고/별칭	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; [KD 검증됨] EIF2AK1
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	27102
Gene ID	27102
면역원	사람 EIF2AK1 (NP_055228.2)의 아미노산 337-586에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9BQI3
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백