

Wb 및 Elisa용 Anti-Eif2Ak1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bqi3

품목 번호: CM0027860

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션을 위한 EIF2AK1 (HRI)에 대한 고품질의 토끼 다클로널 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응합니다. 통합 스트레스 반응(integrated stress response), 헴 감지(heme sensing), 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] EIF2AK1 Rabbit pAb
비고/별칭	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; KI
종(Species)	사람(Human)
Gene ID (사람)	27102
Gene ID	27102
면역원(Immunogen)	사람 EIF2AK1 (NP_055228.2)의 아미노산 371-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BQI3
단백질 분자량(Protein Weight)	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)