

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Eif2B 엡실론(Eif2B5) 토끼 단일클론 항체 - Q13144

품목 번호: CM0010409



소개

인간 eIF2B 엡실론(EIF2B5)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 번역 개시 및 스트레스 반응 연구에 필수적입니다. UniProt Q13144.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF2B 엡실론(EIF2B5) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B 엡실론(EIF2B5)
종	인간
유전자 ID(인간)	8893
유전자 ID	8893
면역원	인간 eIF2B 엡실론(EIF2B5)(Q13144)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13144
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩