

Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

품목 번호: CM0017839



소개

인간 eIF2B epsilon (EIF2B5)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합; 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 번역 개시 및 eIF2B 복합체 기능 연구에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

제품명	eIF2B epsilon (EIF2B5) Rabbit pAb
비고/별칭	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
종	인간
유전자 ID (인간)	8893
유전자 ID	8893
면역원	인간 eIF2B epsilon (EIF2B5) (NP_003898.2)의 아미노산 442-721에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13144
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩