

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif2B1 폴리클론 항체 - Q14232

품목 번호: CM0029132



소개

인간 EIF2B1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 번역 조절, eIF2B 복합체 기능 및 백질이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
종	인간
유전자 ID (인간)	1967
유전자 ID	1967
면역원	인간 EIF2B1 (NP_001405.1)의 아미노산 1-305에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14232
단백질 무게	34kDa
배송	아이스백