


Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - P49770

품목 번호: CM0029937



소개

인간 EIF2B2/eIF2Bbeta를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 번역 개시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2B2 Rabbit pAb
비고/별칭	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
종	인간
GeneID (Human)	8892
GeneID	8892
면역원	인간 EIF2B2 (NP_055054.1)의 아미노산 1-120을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49770
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백