

항-Eif2B4 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Ui10

품목 번호: CM0022835



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 인간, 마우스, 래트 검증된 항-EIF2B4 토끼 다클론 항체 (Q9UI10). 번역 개시 인자 eIF2B 복합체의 기능과 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2B4 토끼 pAb
비고/별칭	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
종	인간
유전자ID (인간)	8890
유전자ID	8890
면역원	인간 EIF2B4 (Q9UI10)의 아미노산 30-100에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI10
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩