

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eif2C3 단일클론 항체 - Q9H9G7

품목 번호: CM0003690



소개

사람 eIF2C3 (Argonaute-3)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RNAi 및 유자 침묵 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF2C3 Rabbit mAb
비고/별칭	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	192669
면역원	사람 eIF2C3 (Q9H9G7)의 아미노산 721-860에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q9H9G7
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백 (Ice bag)