


Wb, Elisa용 항Eif2S2 토끼 다클론 항체 - P20042

품목 번호: CM0024377



소개

인간 EIF2S2(eIF2-베타)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 적합합니다. 마우스와 랫드와 교차 반응합니다. 번역 개시 기전 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF2S2 토끼 pAb
비고/별칭	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2
종	인간
유전자ID	8894
면역원	인간 EIF2S2 (NP_003899.2)의 아미노산 1-175번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20042
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩