


Anti-Eif2S3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

품목 번호: CM0025198



소개

인간 EIF2S3(eIF2γ)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보여줍니다. 번역 조절 및 eIF2 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF2S3 Rabbit pAb
비고/별칭	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
종	인간
유전자 ID (인간)	1968
유전자 ID	1968
면역원	인간 EIF2S3 (NP_001406.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41091
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백