


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif3B 폴리클론항체 - P55884

품목 번호: CM0017776



소개

번역 개시 인자 eIF-3 복합체의 서브유닛인 인간 eIF3B에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 예측 분자량 ~93 kDa. 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	eIF3B Rabbit pAb
비고/별칭	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
종	인간
GeneID (Human)	8662
GeneID	8662
면역원	인간 eIF3B (NP_003742.2)의 아미노산 100-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55884
단백질 무게	93kDa
배송	아이스백