


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif3B 토끼 단일클론 항체 - P55884

품목 번호: CM0012480



소개

인간 eIF3B에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 번역 개시 및 세포 증식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF3B 토끼 mAb
비고/별칭	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
종	인간
GeneID (인간)	8662
GeneID	8662
면역원	인간 eIF3B의 아미노산 101-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003742.2).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55884
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스 팩