


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Eif3C 다클론 항체 - Q99613

품목 번호: CM0030991



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 EIF3C 토끼 다클론 항체입니다. eIF-3 번역 개시 복합체의 코어 서브유닛인 인간, 마우스, 래트 EIF3C(eIF3-p110)를 검출합니다. 단백질 합성 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF3C 토끼 pAb
비고/별칭	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
종	인간
유전자 ID (인간)	8663
유전자 ID	8663
면역원	인간 EIF3C(NP_003743.1)의 아미노산 694-913에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99613
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백