


항-Eif3D 토끼 다클론 항체, Wb·if/Icc·elisa용 - O15371

품목 번호: CM0025185



소개

인간 EIF3D(eIF3-zeta)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 번역 개시, 세포 증식 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	EIF3D 토끼 pAb
비고/별칭	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
종	인간
유전자 ID (인간)	8664
유전자 ID	8664
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O15371
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스 팩