


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Eif3E 단일클론 항체 - P60228

품목 번호: CM0009258



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA용 eIF3e (EIF3S6/INT6)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트에서 검증되었습니다. 번역 개시 및 NMD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	eIF3e Rabbit mAb
비고/별칭	INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3646
GeneID	3646
면역원	사람 eIF3e (P60228)의 아미노산 210-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P60228
단백질 크기	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)