


Anti-Eif3E 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P60228

품목 번호: CM0026553



소개

CamelBio는 eIF3e (INT6, EIF3S6)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증된 이 항체는 단백질 번역 개시 및 암 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	eIF3e 토끼 pAb
비고/별칭	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
종	인간
유전자ID (인간)	3646
유전자ID	3646
면역원	인간 eIF3e (NP_001559.1)의 아미노산 1-445에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P60228
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩