


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Eif3G 폴리클로날 항체 - O75821

품목 번호: CM0030496



소개

사람 EIF3G를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로트, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. EIF3G는 단백질 합성 및 세포 주기 조절에 필수적인 진핵생물 번역 개시 인자 3 복합체의 핵심 구성 요소입니다. 이 항체는 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응하며, 번역 연구에서 다양한 활용성을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	EIF3G Rabbit pAb
비고/별칭	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8666
유전자 ID	8666
면역원	사람 EIF3G (NP_003746.2)의 아미노산 1-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O75821
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백